

# Sievers\* TOC 分析仪与应用行业

## 半导体行业用水

超纯水回路 · 超纯水补水 · 故障诊断 · 中水

## 制药行业用水

纯化水 · 注射用水 · 清洁验证 · 故障诊断

## 电力行业用水

补水 · 给水 · 蒸汽冷凝水 · 冷却水

## 饮用水

政府法规要求 · 环境 · 工艺过程 · 消毒副产物控制

## 工艺过程用水及污水

工艺过程/工业用水 · 环境 · 市政用水 · 废水

0.05 ppb

5 ppb

500 ppb

5 ppm

50 ppm

500 ppm

5,000 ppm

50,000 ppm



M500e在线型

0.03 ppb - 2500 ppb



M500在线型

0.03 ppb - 2500 ppb



CheckPoint在线/便携式

Pharma 制药行业型号: 0.21 ppb - 1,000 ppb  
e 半导体行业型号: 0.05 ppb - 1,000 ppb



M9e在线型, 便携式

0.03 ppb - 50 ppm



M9实验室型, 便携式, 在线型

0.03 ppb - 50 ppm



M5310 C实验室型, 便携式, 在线型

4 ppb - 50 ppm



InnovOx实验室型, 在线型

50 ppb - 50000 ppm

分析准确度超高, 用于半导体行业的去离子水, TOC < 1 ppb。

- 超纯水回路
- 超纯水补水
- 制造化学品的检测

专为制药行业设计, 创新的 Super iOS 自动化系统协议。可同时检测 TOC 和电导率。

- 纯化水
- 注射用水
- 清洁验证
- 给水补水
- 蒸汽冷凝水
- 冷却水

基于直接电导法的TOC传感器, 具有无比的灵活性; 可用于在线连续监测、吸取样品, 或手提到水系统的任何位置。

- 超纯水回路
- 超纯水补水
- 故障诊断
- 中水
- 纯化水
- 注射用水
- 故障诊断

适应最具挑战性的水系统, 在低 TOC 的超纯水应用中可提供无与伦比的仪器与仪器间的匹配。

- 超纯水回路
- 超纯水补水
- 故障诊断
- 制造化学品的精确检测
- 中水 (Turbo模式)

快速、卓越的分析性能, 可同时检测 TOC 和电导率, 可以与自动进样器一起使用。

- 纯化水
- 注射用水
- 清洁验证
- 故障诊断

使用简便、符合法规, 并有实验室型、便携式、在线型 (单流路或双流路) 等不同配置。可以与自动进样器一起使用。

- 给水补水
- 蒸汽冷凝水和冷却水
- 政府法规要求
- 消毒副产物控制
- 中水/回用水
- 离子交换、颗粒活性炭、超滤、反渗透系统优化
- 源水
- 工艺用水监测

运行时间长, 维护方便, 具有强大的样品处理能力, 可用于高温和废水。实验室型仪器可与自动进样器配合使用。

- 给水补水
- 蒸汽冷凝水和冷却水
- 中水/回用水
- 生物处理
- 工业/市政污水
- 工艺控制/优化
- 卤水/盐水
- 泄漏检测
- TOC/COD/BOD检测



北京新恒能分析仪器有限公司

更多信息, 请扫描二维码关注微信公众号或访问

<http://www.yaojian.com.cn>

服务热线: 010-59602317 59602519

\*苏伊士的商标; 可能在一个或多个国家注册。

©2021 苏伊士公司。保留所有权利。 300 40020 CS Rev D